

O Sistema Panther Fusion™

Estudo do fluxo de trabalho*: Consolidar.

Teste a capacidade de consolidação e execute 5 testes desenvolvidos em laboratório (LDT) mais 7 IVD no Panther Fusion® com um FTE.

Âmbito e método



12 Ensaios

IVD

- CT/GC
- HPV
- HIV-1 Viral Load
- HCV Viral Load
- Flu A/B/RSV
- Para 1-4
- Adv/hMV/RV

LDT

- VZV LDT
- EBV LDT
- BKV LDT
- CMV LDT
- Corona (4 alvos) LDT



23 alvos




204 amostras

Observe e registre

- Fácil de utilizar
- Tempo de intervenção
- Tempo de execução
- Tempo de automatização
- Número de ensaios-alvo e amostras em 8 horas

Tempo para os resultados




Panther Fusion

84 pacientes + 4 controles
1 execução

1h 36m
Tempo de intervenção


7h 00m
Tempo de automatização

7h 36m
Tempo total



Execute todos os ensaios IVD e LDT juntos num único dia de trabalho com um FTE, uma plataforma e 1h 36m de tempo de intervenção.

Resumo



O que isto significa para o seu laboratório?

Benefícios do Panther Fusion®

- Flexibilidade
- Liberdade
- Controlo

Inovação Open Access™

- Automatização
- Consolidação
- Personalização

O seu laboratório beneficiará de

- Menos trabalho
- Poupança de tempo
- Redução dos custos

EXECUTAR NO
PANTHER
FUSION®



Diagnostic Solutions | [Hologic.com](https://www.hologic.com) | euinfo@hologic.com

SS-00767-IBR-PT Rev 001 © 2022 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados. Hologic, Open Access, Panther Fusion e os logótipos associados são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Hologic, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Todas as restantes marcas comerciais, marcas comerciais registadas e nomes de produto são propriedade dos respetivos detentores. Estas informações destinam-se a profissionais médicos e não pretendem ser uma solicitação ou uma promoção de produto nos casos em que tais atividades sejam proibidas. Uma vez que os materiais da Hologic são distribuídos através de páginas Web, difusões eletrónicas e exposições profissionais, nem sempre é possível controlar os locais em que estes materiais estão disponíveis. Para informações específicas sobre os produtos disponíveis para venda num país em particular, contacte o seu representante Hologic local ou envie um e-mail para euinfo@hologic.com.



Authorised Representative:
Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

* Número do corpo notificado, sempre que aplicável