

Panther® Link*

Liga virtualmente múltiplos sistemas Panther® para partilhar informação e monitorizar a partir de um painel centralizado.

Valor para o seu laboratório. Inclui poupanças do sistema Panther® e as poupanças adicionais seguintes:



POUPANÇAS NO TRABALHO

Monitorize inventários, a manutenção e mensagens a partir de um **painel centralizado** reduzindo as visitas a cada sistema

Reveja os relatórios a partir de uma localização centralizada, maximizando o tempo do operador

Partilhe lote mestre, EQC e a informação da conta de utilizador em vários instrumentos, para minimizar entradas manuais

Rastreie e defina tendências para os dados de QC para todos os instrumentos para apoiar os procedimentos de qualidade internos e as métricas



POUPANÇAS DE TEMPO

Partilhe ordens de teste reflexas (por ex. HPV 16 18/45) em todos os instrumentos, fornecendo opções flexíveis para carregamento de amostras

Utilize as capacidades de **diagnóstico remoto** para ajudar a assegurar resolução de problemas e maior tempo de atividade do instrumento



POUPANÇAS DE CUSTOS

Partilhe kits de reagentes de ensaios entre instrumentos para uma melhor utilização e para reduzir a preparação e o armazenamento

Evite o **recarregamento inadvertido** das amostras com resultados de teste válidos, evitando erros do operador desgastantes

Alavanque o investimento no Panther com uma **simples atualização no laboratório**




Adiciona comunicação entre os instrumentos Panther para partilhar inventários, reagentes e resultados.

PANTHER®

Especificações	
Servidor do painel	
Processador	Intel Core i5-6500TE (Skylake) Processador de 2,3 GHz
Memória	16 GB SO-DIMM DDR4 2133
Armazenamento primário	SSD de 1 TB de 2,5"
Rede	Dupla de 1 GB ethernet
Segurança	AppArmor
Sistema operativo	Ubuntu 18.04 LTS
Dimensões	19,6 cm L x 5,7 cm P x 26,9 cm A

Painel PC do cliente	
Processador	Intel Braswell Celeron N3160
Memória	4 GB SO-DIMM DDR3L 1600
Armazenamento primário	SSD de 32 GB mSATA
Rede	1 GB ethernet
Sistema operativo	Porteus Kiosk 4.8.0
Dimensões	11,7 cm L x 3,7 cm P x 11,2 cm A
Suportes de montagem	Montagem na parede

Visor de comando do painel	
Navegadores suportados	Chrome ou mobile Safari (apenas no iPad)
Máx. clientes Web consecutivos	50
Resolução	4K (3840 x 2160)
Modelo/dimensões	QM49R Samsung de 49" ou QM55R Samsung de 55" ou QM65R Samsung de 65" ou Dell P2415Q de 23,8" 4K UHD e opção para acesso através do iPad (iOS 12 ou superior/2018 iPad ou mais recente)
Firewall	
Modelo	Cisco ASA 5506-X
Dimensões	20 cm L x 4,4 cm P x 23,4 cm A
Memória	4 GB
Armazenamento primário	SSD de 50 GB mSata



Aceda ao estado do instrumento e às mensagens a partir de um iPad.



Monitore a informação do instrumento e os resultados a partir de um computador de secretária.